



食品や異物への ルーチン検査に如何でしょうか

生物顕微鏡

ECLIPSE *Si*



お得なセット価格

¥290,000^(税別)にて


お求めいただけます。

対物レンズ 4X, 10X, 40X, 100X 油浸組合せ

※別途イマージョンオイル ¥1,300 (税抜) が必要な場合はお求めください。

¥58,900
も
お得!!

グラム染色



あらゆるニーズに応えるフレキシブルな日常使いの実体顕微鏡

NIKON SMZ745



SMZ745 標準セット

¥155,000^(税別)

ニコン実体顕微鏡のエントリーモデル。シンプル・コンパクトながら、ニーズに合わせてアクセサリをお選びいただくことで高いパフォーマンスを発揮します。

セット内容

- プレーンスタンド P-PS32
- 接眼レンズ C-W10XB

※照明装置は価格に含まれていません。

Shedding New Light On **MICROSCOPE**



自動調光 (Light Intensity Management)

対物レンズごとに一度調節された明るさが記憶されるため、対物レンズ切替ごとの調光は不要です。

低ステージ



従来機種より約 50mm 低いいため、標本交換を楽に行うことができます。

省スペースでコンパクト

A4 サイズのスペースに設置可能



スマートフォンで閲覧できる 「オンラインガイド」

顕微鏡に添付した QR コードシールをスマートフォンでスキャンするだけで、操作マニュアル「オンラインガイド」の専用サイトが閲覧可能です。顕微鏡の使用方法や観察方法を、動画や静止画でいつでも手軽に確認できます。

※QR コードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。




製品紹介サイト

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/products/upright-microscopes/eclipse-si



SMZ745

ズーム比 7.5 倍
作動距離 115mm
多彩な観察方法



LED リングファイバー照明装置 LMS 100 × 60-15W/SM-LW61 Ji5



光源部に直接スイッチがついている LMS 100 × 60-15W。外部光源スイッチのある SM-LW61 Ji5。操作性でお選びください。

※販売価格は各販売店が独自に設定しております。詳しくはお近くの販売店までお問い合わせください。

標本ご提供

①喀痰塗抹標本 グラム染色 Bartholomew & Mittner 変法 君津中央病院 医療技術局臨床検査科



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ・表示価格は、税抜価格です。
- ・販売価格は各販売店が独自に設定しています。詳しくはお近くの販売店までお問い合わせください。
- ・本カタログ記載の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。詳細は株式会社ニコンソリューションズまでお問い合わせください。
- ・本カタログは 2022 年 8 月現在のものです。仕様と製品は、製造者／販売者側がなんら債務を負うことなく予告なしに変更されます。

©2022 NIKON CORPORATION



株式会社 ニコン ソリューションズ

https://www.microscope.healthcare.nikon.com/ja_JP/

本社 140-0015 東京都品川区西大井1-6-3 (株)ニコン 大井ウエストビル3階



お問合せはこちら

(株)ニコンは、環境マネジメントシステムISO14001の認証取得企業です。